# Лабораторная работа 5.1.1 Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта Выполнил Жданов Елисей Б01-205

## 1 Цель работы:

Исследовать зависимость фототока от величины задерживающего потенциала и частоты падающего излучения, что позволяет вычислить величину постоянной Планка.

#### 2 Теоретическая справка

Фотоэффект — явление испускания электронов фотокатодом, облучаемым светом. Энергетический баланс этого взаимодействия для вылетающих электронов описывается уравнением

$$\hbar\omega = E_{max} + W \tag{1}$$

Здесь  $E_{max}$  — максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из фотокатода, W — работа выхода электрона из катода. Энергетический спектр вылетевших из фотокатода электронов непрерывен — он простирается от нуля до  $E_{max}$ .




Рис. 1: Зависимость фототока от напряжения на аноде фотоэлемента

Для измерения энергии вылетевших фотоэлектронов вблизи фотокатода обычно располагается второй электрод (анод), на который подается задерживающий (V < 0) или ускоряющий (V > 0) потенциал. При достаточно больших ускоряющих напряжениях фототок достигает насыщения (рис. 1): все испущенные электроны попадают на анод.

При задерживающих потенциалах на анод попадают лишь электроны, обладающие достаточно большой кинетической энергией, в то время как медленно движущиеся электроны заворачиваются полем и возвращаются на катод. При некотором значении  $V = -V_0$  (потенциал запирания) даже наиболее быстрые фотоэлектроны не могут достичь анода. Максимальная кинетическая энергия  $E_{max}$  электронов связана с запирающим потенциалом  $V_0$  очевидным соотношением  $E_{max} = eV_0$ . Тогда (1) примет вид, называемый уравнением Эйнштейна:

$$eV_0 = \hbar\omega - W \tag{2}$$

Чтобы определить величину запирающего напряжения, нам надо правильно экстраполировать получаемую токовую зависимость к нулю, т. е. определить, какова функциональная зависимость I(V). Расчет для простейшей геометрии — плоский катод, освещаемый светом, и параллельный ему анод — приводит к зависимости

$$\sqrt{I} \propto V_0 - V$$

т. е. корень квадратный из фототока линейно зависит от запирающего напряжения. Эта зависимость хорошо описывает экспериментальные данные.

В работе изучается зависимость фототока из фотоэлемента от величины задерживающего потенциала V для различных частот света  $\omega$ , лежащих в видимой области спектра. С целью экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна определяются потенциалы запирания  $V_0$  при разных частотах света и строится зависимость  $V_0(\omega)$ , которая, как это следует из (2), должна иметь вид

$$V_0(\omega) = \frac{\hbar\omega - W}{e}$$

Потенциал запирания  $V_0$  для любого катода линейно зависит от частоты света  $\omega$ . По наклону прямой на графике  $V_0(\omega)$  (рис. 2) можно определить постоянную Планка:

$$\frac{dV_0}{d\omega} = \frac{\hbar}{e} \tag{3}$$

Как показывает формула (3), угол наклона прямой  $V_0(\omega)$  не зависит от рода вещества, из которого изготовлен фотокатод. От рода вещества, однако, зависит величина




Рис. 2: Зависимость запирающего потенциала от частоты света

фототока, работа выхода W и форма кривой I(V) (рис. 1). Все это определяет выбор пригодных для опыта катодов.

#### 3 Экспериментальная установка





Рис. 5. Принципиальная схема экспериментальной установки

Схема установки приведена на рис. 5. Свет от источника *S* (электрическая лампа накаливания) с помощью конденсора фокусируется на входную щель призменного монохроматора УМ-2, выделяющего узкий спектральный интервал, и попадает на катод фотоэлемента Ф-25.

## 4 Измерения, Обработка

1) Произведем градуировку монохроматора. Снимем зависимость длины волны света от угла  $\theta$  барабана монохроматора. Построим график. Погрешность шкалы много меньше случайной погрешности выставления линии спектра неона, поэтому примем её за размер точек.

Также аппроксимируем зависимость  $\lambda(\theta)$  полиномом второго порядка  $(ax^2+bx+c)$ .



$$y = 0.0013x^2 - 4.62x + 9050$$


Абсолютную погрешность по обеим осям примем равной 10 нм и единицам.

2) Опираясь на градуировку манохроматора, выполним измерения величины фототока от напряжения для разных длин волн. Значения находятся в таблице, здесь же приведем графики, линеаризованные корнем из тока по отношению к напряжению ( $\sqrt{I}(U)$ ).

Погрешности нанесены на график исходя из колебаний показаний фототока(порядка 10% на всем диапазоне), а также для напряжения исходя из неустойчивости работы мультиметра.

Найдем угловые коэффициенты прямых для каждой установки по МНК.

$$a = \frac{\langle x_i y_i \rangle - \langle x \rangle \langle y_i \rangle}{\langle x_i^2 \rangle - \langle x_i \rangle^2}$$






Рис. 3:  $\theta = 2874^{\circ}$ 




Рис. 4:  $\theta = 2800^{\circ}$ 




Рис. 5:  $\theta = 2700^{\circ}$ 




Рис. 7:  $\theta = 1800^{\circ}$ 

$$b = < v_i > -a < N_i >$$

Также рассчитаем их погрешности

$$S_a^2 = \frac{\langle x_i^2 \rangle}{\langle x_i^2 \rangle - \langle x_i \rangle^2} \cdot \frac{\langle b_i - b \rangle^2}{n - 2}$$

Получим следующие значения линеаризаций

$$1800)y = (4.75 \pm 0.13) + (2.70 \pm 0.07) \cdot x$$

$$2874)y = (4.3 \pm 0.3) + (7.9 \pm 0.2) \cdot x$$
$$2800)y = (5.2 \pm 0.6) + (7.7 \pm 0.6) \cdot x$$
$$2700)y = (6.6 \pm 0.5) + (6.7 \pm 0.4) \cdot x$$
$$2500)y = (6.2 \pm 0.4) + (6.6 \pm 0.3) \cdot x$$

Из полученных аппроксимаций легко получить значение в нуле


$$V_0 = -\frac{b}{a}; \varepsilon_V = \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b$$

Используя полученную связь угла и длины волны, подведем предварительный результат таблицей.

|   | λ, Α | $V_0$              |
|---|------|--------------------|
| 1 | 6510 | $(-0.54 \pm 0.05)$ |
| 1 | 6310 | $(-0.67 \pm 0.12)$ |
| 1 | 6050 | $(-0.98 \pm 0.13)$ |
| 1 | 5630 | $(-0.93 \pm 0.08)$ |
| 1 | 4950 | $(-1.76 \pm 0.09)$ |

Отметим также, что ток фотокатода был максимален при длине волны света 6510 нм.

Построим график зависимости  $V_0(\omega)$ 



Уравнение линеаризации:

$$V_0 = (-1.5 \pm 0.7) + (0.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-15} \omega$$

Из которого получается постоянная Планка

$$\hbar = \frac{dV_0}{d\omega} \cdot e \approx (1 \pm 0.3) \cdot 10^{-34}$$
Дж  $\cdot$  с

Красная граница спектра и работа выхода:

$$\omega_k = (2.5 \pm 1.4) \cdot 10^{15} c^{-1}$$

$$W = \hbar \omega_k = 1.6 \pm 0.9$$
 эВ

### 5 Вывод

Теория Эйнштейна фотоэффекта подтвердилась, получилось достаточно точно откалибровать прибор, чтобы корректно измерить все теоретические зависимости, которые надлежащим образом были аппроксимированы, что позволило получить точное значение(в рамках погрешности) постоянной Дирака, а также разумное значение работы выхода металла.

## 6 Ресурсы

Расчет по МНК: метод-наименьших-квадратов.рф